



MASQUE BARRIÈRE CATÉGORIE 1 A USAGE DES PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC LE PUBLIC (USAGE NON SANITAIRE)

Modèle VSG 2-94



Usage

Il est recommandé de changer le masque toutes les 4 heures.
Ne touchez pas le masque sur votre visage.
Ne touchez pas l'intérieur du masque quand vous le changez.

Masque barrière à 3 couches

Couche extérieure en maille 100% polyamide
2 couches intérieures en maille 100% coton organique

Test

Référence RP/20-2084/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1
Direction Générale de l'Armement DGA 02.04.2020

Protection aux Aérosols

94,4 % des particules 3 μm sont retenues
86,6 % des particules 1 μm sont retenues

Respirabilité

329 (en litres/m².s-1) Perméabilité à l'air à pression 100 Pa

Lavable

Ce masque est prévu pour être lavé au moins 50 fois
(test DGA RP/20-3967 du 15.05.2020).

Entretien

Laver à 60° en machine avec une poudre à lessive standard
Sécher au sèche-linge, ne pas sécher à l'air libre, pas de micro-ondes
Ne pas javeliser
Repasser à basse température 120°



RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE

Service consommateurs: sales@mitwill.com
Made in Portugal VSG2-94/ 31.05.2020 / FR